




Posturepedic®

SOLEIL

PLATEAU RÉGULIER DE LA SÉRIE 800  
FERME • PROFIL D'UNE HAUTEUR DE 11,5 PO



- A**

**HOUSSE CLEANPROTECT<sup>MC</sup>**

Ce tissu traité contre les bactéries aide à préserver la fraîcheur et réduire les taches causées par les bactéries.
- B**

**MATELASSAGE STAY TRUE<sup>MD</sup> AVEC FIBRES MOISTUREPROTECT<sup>MC</sup>**

Des mousses matelassées fiables alliées à des fibres conçues de sorte à éloigner l'humidité de votre corps pour vous garder ainsi plus en confort.
- C**

**MOUSSE DE GEL HD SEALYSUPPORT<sup>MC</sup> CERTIFIÉE CERTIPUR-US<sup>MC</sup>**

Les mousses de gel offrent une combinaison de confort frais et coussiné et de soutien flexible et durable.
- D**

**RESSORTS ENSACHÉS POSTURE TOUCH<sup>MD</sup>**

Les ressorts sont ensachés pour pouvoir se déplacer de manière indépendante tout en renforçant le centre afin de vous procurer un soutien plus ciblé et de réduire le transfert de mouvement.
- E**

**SEALY STABLEEDGE<sup>MC</sup> HD**

Le revêtement en mousse à haute densité maintient les ressorts en place pour une meilleure stabilité du matelas.
- F**

**MOUSSE DE GEL HD POUR SOUTIEN CIBLÉ**

Mousse de gel à haute densité empilée directement sous votre dos et votre tronc pour veiller à ce que votre corps reste correctement soutenu pendant que vous dormez.
- FABRIQUÉ AU CANADA À PARTIR DE PIÈCES CANADIENNES ET IMPORTÉES**

Fièrement fabriqué au Canada dans l'une de nos trois usines de fabrication.
- GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS**
- COMPATIBLE AVEC LES BASES RÉGLABLES**

|          |                            |                                                                                                                                |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Housse                     | Tissu CleanProtect <sup>MC</sup>                                                                                               |
| <b>B</b> | Matelassage                | Matelassage Stay True <sup>MD</sup> avec fibres MoistureProtect <sup>MC</sup>                                                  |
| <b>C</b> | Couches de confort         | Mousse HD SealySupport <sup>MC</sup> de 0,75 po + mousse de gel HD SealySupport <sup>MC</sup> de 1 po                          |
| <b>D</b> | Ressorts + base de soutien | Ressorts ensachés Posture Touch <sup>MD</sup> + SolidBase <sup>MC</sup> de 1,25 po<br>TG 992 • G 800 • D 660 • SXL 512 • S 480 |
| <b>E</b> | Conception du contour      | Sealy StableEdge <sup>MC</sup> HD                                                                                              |
| <b>F</b> | Soutien ciblé              | Mousse de gel HD pour soutien ciblé                                                                                            |