




Posturepedic<sup>®</sup>  
PLUS

# CHARDONNAY

PLATEAU EURO DE LA SÉRIE 1000  
MOELLEUX • PROFIL D'UNE HAUTEUR DE 14 PO




A B C D E F



### HOUSSE PROTECTIONNETTE<sup>MD</sup> DE SEALY

Un tissu traité contre les bactéries pour aider à préserver la fraîcheur et à réduire les taches causées par les bactéries.




### FIBRES COPPERICE<sup>MD</sup>

Les fibres amortissantes enrichies de cuivre s'adaptent à votre corps pour assurer votre confort tout au long de la nuit.



### MOUSSE DE GEL HD SEALYCOMFORT<sup>MC</sup> CERTIFIÉE CERTIPUR-US<sup>MC</sup>

Des couches de mousse infusée de gel soigneusement superposées enveloppent votre corps pour une nuit de sommeil des plus confortables.



### RESSORTS ENSACHÉS COPPERSUPPORT<sup>MC</sup>

Les ressorts plaqués cuivre trempés trois fois garantissent que votre matelas conservera sa forme et son soutien pendant des années, vous offrant ainsi une expérience de sommeil parfaite, nuit après nuit.



### BORDSOLIDE<sup>MC</sup> HD

Une bordure en mousse renforcée entoure le périmètre des ressorts pour accroître la surface de couchage et offrir un bord d'assise solide.



### MATELASSAGE PROBACK<sup>MD</sup> AVEC MOUSSE MÉMOIRE HD GELDYNAMIQUE<sup>MC</sup> POUR SOUTIEN CIBLÉ

Une mousse mémoire améliorée infusée de gel conçue pour épouser les formes de votre corps pour un soutien et un confort durables et personnalisés.



### FAIT AU CANADA AVEC DES COMPOSANTS CANADIENS ET IMPORTÉS

Fièrement fabriqué dans l'une de nos trois usines de fabrication canadiennes.



### GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS



### COMPATIBLE AVEC LES BASES RÉGLABLES

A

Housse

Tissu ProtectionNette<sup>MD</sup> de Sealy

B

Matelassage

Fibres CopperIce<sup>MD</sup>

C

Couches de confort

Mousse HD SealyComfort<sup>MC</sup> de 1,5 po + mousse de gel HD SealyComfort<sup>MC</sup> de 3 po

D

Ressorts + base de soutien

Ressorts ensachés CopperSupport<sup>MC</sup> + BaseSolide<sup>MC</sup> de 1,25 po  
TG 1333 • G 1000 • D 824 • SXL 542 • S 510

E

Conception du contour

BordSolide<sup>MC</sup> HD

F

Soutien ciblé

Matelassage PROBACK<sup>MD</sup> avec mousse mémoire HD GelDynamique<sup>MC</sup> pour soutien ciblé